
**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)**

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**РД
52.04 908-
2021**

**МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (VI) В ПРОБАХ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА**

**Методика измерений фотометрическим методом
с дифенилкарбазидом**

Санкт-Петербург

2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО»)

2 РАЗРАБОТЧИКИ О. П. Шарикова (руководитель разработки),
Л. В. Станиславская, мл.науч.сотр. (ответственный исполнитель)

3 СОГЛАСОВАН:

- с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-производственное объединение «Тайфун» (ФГБУ «НПО «Тайфун») 23.12.20;

- с Управлением мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды (УМСЗ) Росгидромета

4 УТВЕРЖДЕН руководителем Росгидромета 18.03.2021

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Росгидромета от 05.04.2021 № 85

5 АТТЕСТОВАНА ФГУП «ВНИИМС». Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 205-17/RA.RU.311787/2019

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН головной организацией по стандартизации Росгидромета ФГБУ «НПО «Тайфун» 06.04.2021.

ОБОЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА РД 52.04.908-2021

7 ВЗАМЕН РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Часть 1 «Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах», раздел 5 «Лабораторный анализ атмосферного воздуха для определения уровня загрязнения», подраздел 5.2 «Методики определения концентрации неорганических веществ, пункт 5.2.5. «Металлы», подпункт 5.2.5.10 «Хром (VI)».

8 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2030 ГОД

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 10 ЛЕТ

Содержание

1	Область применения	2
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины, определения и сокращения.....	5
4	Метрологические характеристики	6
5	Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам.....	7
6	Метод измерений	10
7	Требования безопасности, охраны окружающей среды	10
8	Требования к квалификации оператора.....	11
9	Требования к условиям выполнения измерений	11
10	Подготовка к выполнению измерений	12
10.1	Приготовление растворов.....	12
10.2	Установление градуировочной характеристики.....	13
10.3	Построение градуировочной характеристики.....	15
10.4	Отбор и хранение проб воздуха.....	16
11	Порядок выполнения измерений	17
12	Обработка результатов измерений	17
13	Оформление результатов измерений	18
14	Контроль точности результатов измерений.....	19
14.1	Оперативный контроль повторяемости результатов измерений концентрации оксида хрома (VI) в растворе.....	19
14.2	Контроль стабильности градуировочной характеристики.....	20
Приложение А (обязательное) Методика приготовления аттестованных растворов двуххромовокислого калия AP1-CrO ₃ и AP2-CrO ₃		22
Приложение Б (обязательное) Нормативы для проведения внутреннего контроля		27
Приложение В (рекомендуемое) Контрольные карты Шухарта		29
Библиография		33

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МАССОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА (VI) В ПРОБАХ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Методика измерений фотометрическим методом с дифенилкарбазидом

Дата введения – 2021-09-01

1 Область применения

Настоящий руководящий документ устанавливает методику измерений (далее – методика) массовой концентрации соединений хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом при проведении разового и среднесуточного отбора проб.

Диапазон определяемых массовых концентраций соединений хрома (VI) при объеме пробы воздуха 1 м³ составляет от 0,0007 до 0,021 мг/м³.

Диапазон определяемых массовых концентраций соединений хрома (VI) при объеме пробы воздуха 2 м³ составляет от 0,00035 до 0,011 мг/м³.

В соответствии с ГН 2.1.6.3492 предельно допустимая среднесуточная концентрация соединений хрома (VI) (в пересчете на CrO₃) составляет 0,0015 мг/м³.

Настоящий руководящий документ предназначен для получения информации по программе наблюдений о разовых и среднесуточных концентрациях соединений хрома (VI) при проведении работ в области мониторинга и контроля загрязнения атмосферного воздуха.

2 Нормативные ссылки

В настоящем руководящем документе использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004—2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.019—2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009—83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 17.2.3.01—86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 17.2.4.02—81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ

ГОСТ 25794.2—83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для окислительно-восстановительного титрования

ГОСТ OIML R76—1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1.

ГОСТ 12302—2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 21400—75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4220—75 Реактивы. Калий двуххромовокислый. Технические условия

ГОСТ 5962—2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ Р 51945—2002 Аспираторы. Общие технические условия

ГОСТ Р ИСО 5725—2—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ГОСТ Р ИСО 5725—6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

РМГ 60—2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке

РМГ 61—2010 Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки

РМГ 76—2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

ГН 2.1.6.3492—17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

Примечание – При пользовании настоящим руководящим документом целесообразно проверять действие ссылочных документов:

- стандартов – в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год;
- межгосударственных рекомендаций (РМГ) – по информационному указателю «Руководящие документы, рекомендации и правила», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим руководящим документом следует руководствоваться замененным (изменённым) нормативным документом. Если ссылочный нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем руководящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **разовая концентрация:** Концентрация примеси в атмосфере, определяемая в пробе, отобранной в течение времени от 20 до 30 мин.

3.1.2 среднесуточная концентрация: Концентрация, измеренная в пробе воздуха, отобранной непрерывно или дискретно 4–8 раз в сутки через равные промежутки времени.

3.1.3 среднемесячная концентрация: Концентрация примеси определяется как среднее арифметическое значение всех разовых или среднесуточных концентраций, полученных в течение месяца.

3.1.4 среднегодовая концентрация: Концентрация примеси определяется как среднее арифметическое значение разовых или среднесуточных концентраций, полученных в течение года.

3.2 В настоящем руководящем документе применены следующие сокращения:

- АР – аттестованный раствор;
- ГСО – государственный стандартный образец;
- ПДК – предельно допустимые концентрации;
- ТБ – техника безопасности;
- х.ч. – химически чистый;
- ч. – чистый;
- ч.д.а. – чистый для анализа.

4 Метрологические характеристики

При соблюдении всех регламентированных условий и проведении анализа в точном соответствии с данной методикой значение погрешности (и ее составляющих) результатов измерений для соответствующих диапазонов измерений не превышает значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование определяемого компонента	Диапазон измерений массовой концентрации компонента, мг/м ³	Показатель точности (границы относительной погрешности) $\pm\delta$, %, при $P=0,95$	Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , %	Предел воспроизводимости R , %, при $P=0,95$, $n=2$
Соединения хрома (VI) (в пересчете на CrO_3)	От 0,00035 до 0,021 включ.	25	11	31

5 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам

5.1 При выполнении измерений применяют средства измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств измерений	Обозначение документа	Метрологические характеристики
Спектрофотометр UNICO	[1]	Предел погрешности по коэффициенту пропускания ± 1 %
Весы высокого (II) класса точности	ГОСТ OIML R 76	Максимальная нагрузка 220 г, цена деления 0,1 мг
Весы среднего (III) класса точности	ГОСТ OIML R 76	Максимальная нагрузка 510 г, цена деления 0,01 г
Секундомер механический	[2]	Класс точности второй, абс. погрешность $\pm 0,1$ с
Термометр лабораторный шкальный тип ТЛ-2	[3]	Цена деления 1 °С, пределы от 0 °С до 55 °С
Аспираторы воздуха автоматические одноканальные модель АВА 1-150	ГОСТ Р 51945	Предел основной относительной погрешности объема отобранной пробы ± 5 %
Электроаспиратор модель ПУ-3Э	[4]	Предел основной относительной погрешности объема отобранной пробы ± 5 %
pH – метр любой марки	-	Точность не более $\pm 0,02$ pH

Окончание таблицы 2

Наименование средств измерений	Обозначение документа	Метрологические характеристики
Электронный таймер	—	Должен обеспечивать автоматическое включение и отключение aspirатора через заданные промежутки времени, дискретность включений – не менее двенадцати раз в 1 сутки, погрешность установки времени срабатывания таймера не больше ± 1 мин, общий период работы таймера не менее 24 ч, период единичного включения (20 ± 1) мин
Государственный стандартный образец (ГСО) состава водного раствора ионов хрома (VI), массовая концентрация ионов хрома (VI) 1 г/дм ³	ГСО 8035	Границы относительной погрешности аттестованного значения ГСО при доверительной вероятности $P=0,95$, $\pm 0,7$ %
Колбы мерные исполнения 2, класс точности 2	ГОСТ 1770	Вместимость 50 см ³ – 7 шт., вместимость 100 см ³ – 2 шт., вместимость 1000 см ³ – 2 шт.
Пипетки градуированные исполнения 2, класс точности 2	ГОСТ 29227	Вместимость 1 см ³ – 2 шт., вместимость 2 см ³ – 2 шт., вместимость 5 см ³ – 2 шт., вместимость 10 см ³ – 2 шт., вместимость 25 см ³ – 1 шт.
Цилиндр исполнения 1, класс точности 2	ГОСТ 1770	Вместимость 100 см ³ – 1 шт.

5.2 При выполнении измерений применяют вспомогательные устройства, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование вспомогательного устройства	Обозначение документа	Характеристика вспомогательного устройства
Пробирки П2-16-150 ХС	ГОСТ 25336	Вместимость 15 см ³ – 50 шт.
Стакан для взвешивания СВ-14/8	ГОСТ 25336	1 шт.
Стакан В-1-50 ТС	ГОСТ 25336	Вместимость 50 см ³ – 50 шт.
Воронка лабораторная	ГОСТ 25336	1 шт.
Палочка стеклянная (ХС1)	ГОСТ 21400	50 шт.

Окончание таблицы 3

Наименование вспомогательного устройства	Обозначение документа	Характеристика вспомогательного устройства
Эксикатор исполнения 2, диаметром корпуса 100 мм или 190 мм	ГОСТ 25336	1 шт.
Пинцет технический 150 мм	[5]	1 шт.
Полиэтиленовые пакеты с гриппером	ГОСТ 12302	50*100 мм
Держатель фильтров универсальный ДФУ-20/40	-	Площадь рабочей поверхности 20 см ²
Шкаф сушильный общелабораторного назначения	-	-
Холодильник (бытовой)	-	-

5.3 При выполнении измерений используют материалы, указанные в таблице 4.

Таблица 4

Наименование материала	Обозначение документа	Характеристика материала
Карандаш для письма по стеклу	[6]	-
Фильтры аналитические аэрозольные АФА-ХП-20 или ФПП-15	[7]	Площадь рабочей поверхности 20 см ²
Батист белый	-	0,2 м ²

5.4 При выполнении измерений используют реактивы, указанные в таблице 5.

Таблица 5

Наименование реактива	Обозначение документа	Квалификация
Вода дистиллированная	—	—
Дифенилкарбазид	[8]	ч.д.а.
Калий двуххромовокислый (дихромат калия)	ГОСТ 4220	х.ч.
Кислота соляная	ГОСТ 3118	(d = 1,19 г/см ³), х.ч.
Спирт этиловый	ГОСТ 5962	Ректификованный
Хлорид кальция обезвоженный	[9]	ч.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений, вспомогательного оборудования, материалов и реактивов, в т. ч. импортных, с характеристиками, не уступающими указанным в 5.1–5.4.

6 Метод измерений

Метод измерений основан на улавливании соединений хрома (VI) из воздуха аэрозольными фильтрами и фотометрическом определении его массы в экстракте при взаимодействии с дифенилкарбазидом в кислой среде с образованием соединения красно-фиолетового цвета. Определению мешают ванадий, железо и молибден в количествах, превышающих 1 мг в пробе [10].

7 Требования безопасности, охраны окружающей среды

7.1 При выполнении измерений массовой концентрации соединений хрома (VI) в пробе атмосферного воздуха необходимо соблюдать правила по технике безопасности (ТБ) на сети наблюдений Росгидромета [11], а также следующие требования:

- ТБ при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007;
- электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.

7.2 Помещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и обеспечено средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

7.3 Массовая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать допустимых значений, указанных в ГОСТ 12.1.005 или иных нормативных документах Роспотребнадзора, содержащих гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7.4 Организацию обучения работников безопасности труда следует осуществлять по ГОСТ 12.0.004.

8 Требования к квалификации оператора

8.1 Проведение отбора проб и определение массовой концентрации соединений хрома (VI) может производить оператор (инженер или лаборант), имеющий опыт работ по отбору или анализу проб атмосферного воздуха.

8.2 Оператор, занимающийся отбором проб, должен уметь правильно вставлять фильтр в фильтродержатель и подсоединять его к электроасpirатору, устанавливать показания ротаметра на требующейся для отбора пробы величине расхода воздуха и правильно снимать показания счетчика.

8.3 Оператор, проводящий анализ отобранных проб, должен установить градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности от массы оксида хрома (VI), и выполнить измерения трех проб контрольного раствора с заданными массовыми концентрациями оксида хрома (VI).

8.4 Если полученные по 8.3 результаты контроля будут удовлетворять нормативам, изложенным в разделе 14, оператор может быть допущен к проведению анализа.

9 Требования к условиям выполнения измерений

9.1 При выполнении измерений в химической лаборатории должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, °Сот 15 до 30;
- атмосферное давление, гПа (мм рт. ст.).....от 840 до 1067;
(от 630 до 800);
- относительная влажность воздуха при 25 °С,%.....не более 80.

9.2 Отбор проб анализируемого воздуха осуществляется при следующих параметрах в помещении поста наблюдения:

- температура воздуха, °С.....от 5 до 40;

- атмосферное давление, гПа (мм рт. ст.).....от 840 до 1067;
(от 630 до 800);
- относительная влажность воздуха при 25 °С, %....не более 90.

9.3 Отбор проб в полевых условиях возможен при температуре воздуха от минус 10 °С до 40 °С.

10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Приготовление растворов

10.1.1 Приготовление раствора дифенилкарбазида с массовой долей 0,5 %

В мерную колбу вместимостью 100 см³ вносят 80 см³ этилового спирта при помощи цилиндра вместимостью 100 см³. К раствору пипеткой вместимостью 1 см³ приливают 1 см³ концентрированной соляной кислоты ($d=1,19$ г/см³) и тщательно перемешивают. Затем взвешивают $(0,50 \pm 0,01)$ г дифенилкарбазида, вносят в раствор, и после его растворения доводят объем раствора до метки этиловым спиртом. Раствор хранят в склянке из темного стекла в холодильнике. Цвет у раствора должен отсутствовать. Раствор розовато-коричневого цвета к работе непригоден.

10.1.2 Приготовление исходного раствора для градуировки с массовой концентрацией 100 мкг/см³ оксида хрома (VI)

В случае применения ГСО с массовой концентрацией ионов хрома (VI) 1 г/дм³ необходимое количество для приготовления исходного раствора, рассчитывают, исходя из фактического содержания ионов хрома (VI), указанного в паспорте ГСО. Коэффициент пересчета концентрации ионов хрома (VI) на концентрацию оксида хрома (VI) равен 1,08. Для приготовления раствора используют мерную колбу на 100 см³. Раствор пригоден для работ в течение 1 мес при условии хранения его в холодильнике.

Примечание – В случае отсутствия ГСО аттестованные растворы готовят в соответствии с приложением А.

10.1.3 Приготовление рабочего раствора для градуировки с массовой концентрацией 10 мкг/см³ оксида хрома (VI)

10 см³ исходного раствора по 10.1.2 помещают в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. Раствор готовят перед применением.

10.2 Установление градуировочной характеристики

10.2.1 Градуировочную характеристику, выражающую зависимость оптической плотности от массы оксида хрома (VI) в пробе, устанавливают по растворам для градуировки, приготовленным в пяти сериях.

10.2.2 Растворы для градуировки готовят в мерных колбах вместимостью 50 см³. В каждую колбу вносят от 25 до 30 см³ дистиллированной воды, добавляют рабочий раствор для градуировки по 10.1.3, в соответствии с таблицей 6, доводят объём полученного раствора до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

Таблица 6 – Растворы для установления градуировочной характеристики при определении концентрации оксида хрома (VI)

Номер раствора	1	2	3	4	5	6	7
Объем рабочего раствора с массовой концентрацией 10 мкг/см ³ , см ³	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	15,0
Масса ионов оксида хрома (VI) в 5 см ³ пробы, мкг	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0	15,0

10.2.3 Для установления градуировочной характеристики на чистые фильтры АФА-ХП-20 или ФПП-15 с обрезанными краями, помещенными в стаканчики, наносят по 7 см³ рабочего раствора для градуировки, приготовленного в соответствии с таблицей 6, фильтр отжимают при помощи стеклянной палочки, затем отбирают пипеткой

5 см³ рабочего раствора, переносят в пробирку и приливают 0,5 см³ раствора дифенилкарбазида по 10.1.1. Аналогично готовят еще шесть растворов, нанося на фильтры рабочие растворы для градуировки в соответствии с таблицей 6.

Содержимое пробирок тщательно встряхивают и через 10 мин измеряют оптическую плотность растворов при 540 нм по отношению к дистиллированной воде в кюветах с расстоянием между рабочими гранями 10 мм. Одновременно готовят нулевой раствор. Для этого на чистый фильтр с обрезанными краями наносят 7 см³ дистиллированной воды и далее обрабатывают согласно 10.2.3.

10.2.4 Значения оптической плотности, соответствующие концентрациям оксида хрома (VI), находят по разности оптической плотности растворов для градуировки D_i и нулевого D_0 раствора.

Пример записи результатов измерения оптической плотности растворов для градуировки приводится в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 – Результаты измерения оптической плотности растворов для градуировки

Номер раствора для градуировки i	Масса оксида хрома (VI) в 5 см ³ пробы, мкг	Оптическая плотность растворов для градуировки					
		единичное измерение ($i=1,...,5$)					среднее значение $\overline{D}_i$
		1	2	3	4	5	
0	0,0	$D_{0,1}$	...	...	...	$D_{0,5}$	$\overline{D}_0$
1	0,5	$D_{1,1}$	...	...	...	$D_{1,5}$	$\overline{D}_1$
2	1,0	$D_{2,1}$	...	...	...	$D_{2,5}$	...
3	2,0	$D_{3,1}$	...	...	...	$D_{3,5}$	...
4	3,0	$D_{4,1}$	...	...	...	$D_{4,5}$	...
5	5,0	$D_{5,1}$	...	...	...	$D_{5,5}$	...
6	10,0	$D_{6,1}$	...	...	...	$D_{6,5}$	...
7	15,0	$D_{7,1}$	...	...	...	$D_{7,5}$	$\overline{D}_7$

10.2.5 Оценка приемлемости полученных результатов для построения градуировочной характеристики.

Результаты измерений оптической плотности каждого градуировочного раствора признают приемлемыми, если они удовлетворяют условию

$$\frac{D_{i,\max} - D_{i,\min}}{\overline{D}_i} \cdot 100 \leq r'_n, \quad (1)$$

где $D_{i,\max}$ и $D_{i,\min}$ – соответственно максимальное и минимальное значение оптической плотности i -го раствора;

$\overline{D}_i$ – среднее значение оптической плотности i -го раствора;

r'_n – предел повторяемости результатов измерений оптической плотности раствора (соответствует вероятности $P = 0,95$), %. Для числа измерений $n=5$ предел повторяемости $r'_5 = 22\%$ (см. приложение Б).

10.3 Построение градуировочной характеристики

10.3.1 В качестве аналитического сигнала Y при построении градуировочного графика используют величины, определяемые как разность средних значений оптической плотности растворов для градуировки и нулевого раствора

$$Y_i = \overline{D}_i - \overline{D}_0, \quad (2)$$

где $\overline{D}_i$ – среднее значение оптической плотности i -го раствора для градуировки;

$\overline{D}_0$ – среднее значение оптической плотности нулевого раствора.

10.3.2 При построении градуировочной характеристики в виде графика:

- по оси абсцисс X откладывают массу m , мкг, оксида хрома (VI) в 5 см^3 раствора;
- по оси ординат Y соответствующее ему значение оптической плотности.

П р и м е ч а н и е – Вместо градуировочного графика можно использовать коэффициент, рассчитанный по методу наименьших квадратов.

Проверку приемлемости градуировочной характеристики проводят по исходным данным, которые использовались для её построения.

Для этого используют значения аналитических сигналов всех растворов, применявшихся для её построения в соответствии с таблицей 6 с максимальным по модулю отклонением от среднего значения. По их величине и по градуировочной характеристике определяют массу оксида хрома (VI) в 5 см³ раствора m'_i , мкг.

- Установленную градуировочную характеристику признают приемлемой при выполнении условия

$$\frac{|m'_i - m_i|}{m_i} 100 \leq K', \quad (3)$$

где m'_i – значение массы оксида хрома (VI) в 5 см³ i -го раствора для градуировки, найденное по градуировочной характеристике для соответствующего аналитического сигнала Y_i , мкг;

m_i – значение массы оксида хрома (VI) в 5 см³ i -го раствора для градуировки, приписанное этому раствору при его приготовлении, мкг (в соответствии с таблицей 6);

$K' = \delta$ – норматив приемлемости градуировочной характеристики, равный 22 % (в соответствии с приложением Б). Если условие не выполняется, необходимо установить новую градуировочную характеристику по 10.2.

10.4 Отбор и хранение проб воздуха

10.4.1 Для определения разовых массовых концентраций соединений хрома (VI) исследуемый воздух аспирируют с расходом 100 дм³/мин в течение 20 мин через фильтры АФА-ХП-20 или ФПП-15. При больших массовых концентрациях соединений хрома (VI) расход воздуха должен быть уменьшен до 50 дм³/мин.

10.4.2 Отбор проб проводится с наветренной стороны на высоте 1,5 м от поверхности земли. На аспираторе устанавливают необходимый расход воздуха, фиксируют показание газового счетчика. Подготовленный фильтр вставляют в фильтродержатель и отбирают пробу в течение 20 мин. После отбора пробы, фильтр осторожно

вынимают из фильтродержателя, складывают пополам и помещают в пакет-гриппер или пакет из кальки. Записывают показание газового счетчика. Срок хранения отобранных проб в герметичной упаковке неограничен.

10.4.3 При определении среднесуточных концентраций отбирают не менее четырех разовых проб через равные промежутки времени.

11 Порядок выполнения измерений

11.1 Фильтр извлекают из пакета, обрезают края, помещают в стакан вместимостью 50 см³ и заливают горячей дистиллированной водой (4 см³). Через 10–15 мин фильтр отжимают при помощи стеклянной палочки и переносят экстракт в пробирку. Затем фильтр в стакане заливают холодной дистиллированной водой (3 см³), перемешивают и повторно отжимают фильтр в ту же пробирку. Отбирают 5 см³ пробы в другую пробирку и приливают 0,5 см³ 0,5 %-ного раствора дифенилкарбазида. Содержимое пробирки тщательно перемешивают и через 10 мин измеряют оптическую плотность раствора по отношению к дистиллированной воде при 540 нм в кюветах с расстоянием между рабочими гранями 10 мм. Одновременно готовят нулевой раствор, для чего чистый фильтр с обрезанными краями обрабатывают аналогично пробам.

11.2 Массу оксида хрома (VI) в пробе находят с помощью установленной градуировочной характеристики по разности оптических плотностей раствора пробы и нулевого раствора.

12 Обработка результатов измерений

12.1 Массовую концентрацию оксида хрома (VI) в исследуемом объеме воздуха C , мг/м³, находят по формуле

$$C = \frac{m \cdot V_p}{V_a \cdot V_o} \quad (4)$$

где m – масса оксида хрома (VI) в анализируемом объеме пробы, найденная по градуировочной характеристике, мкг;

V_p – общий объем раствора, см³;

V_a – объем раствора, взятого на анализ, см³;

V_o – объем отобранной пробы воздуха, приведенный к нормальным условиям, дм³.

П р и м е ч а н и е – Найденная по формуле (4) массовая концентрация, выраженная в «мкг/дм³», численно равна массовой концентрации, выраженной в «мг/м³».

12.2 Объем взятого на анализ воздуха приводят к нормальным условиям по формуле

$$V_o = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P_i}{(273 + t) \cdot P_0}, \quad (5)$$

где V_t – объем взятого на анализ воздуха при температуре t и давлении P_i в месте отбора пробы, дм³;

P_i – атмосферное давление в месте отбора, мм рт. ст. или гПа;

t – температура воздуха в месте отбора проб, °C;

P_0 – атмосферное давление при нормальных условиях 760 мм рт.ст. или 1013 гПа.

П р и м е ч а н и е - 1 мм рт. ст. равен 1,33 гПа.

12.3 Среднесуточную концентрацию рассчитывают, как среднеарифметическое значение концентраций разовых проб, отобранных через равные промежутки времени в течение суток (не менее четырех раз).

13 Оформление результатов измерений

13.1 За результат измерения принимают результат единичного определения.

13.2 Результат измерения представляют в виде

$$C_{\text{CrO}_3} \pm 0,01 \cdot \delta \cdot C_{\text{CrO}_3}, \text{ мг/м}^3 \text{ при } P = 0,95 \quad (6)$$

где C_{CrO_3} – измеренная массовая концентрация оксида хрома (VI) в атмосферном воздухе, мг/м³;

δ – граница относительной погрешности (см. таблицу 1).

13.3 Численное значение результата измерения концентрации округляется до того же разряда, что и значение характеристики погрешности, которая приводится со знаком «±» после результата измерения.

Пример

$$C_{\text{CrO}_3} = (0,0009 \pm 0,0002) \text{ мг/м}^3.$$

13.4 Если содержание хрома (VI) ниже нижней границы диапазона измерений, то производят следующую запись в рабочем журнале:

«Массовая концентрация хрома (VI) (в пересчете на хром (VI) оксид) менее 0,0007 мг/м³ при объёме пробы 1 м³»

«Массовая концентрация хрома (VI) (в пересчете на хром (VI) оксид) менее 0,00035 мг/м³ при объёме пробы 2 м³».

13.5 Выдача протоколов с результатами из диапазона ниже нижней границы в качестве результатов единичных измерений недопустима.

14 Контроль точности результатов измерений

14.1 Оперативный контроль повторяемости результатов измерений концентрации оксида хрома (VI) в растворе

14.1.1 Для обеспечения достоверности результатов анализов регулярно проводят оперативный контроль по показателю повторяемости на стадии анализа жидких проб оксида хрома (VI).

Нормативы для проведения внутреннего контроля приведены в приложении Б.

14.1.2 Контроль проводят один раз в день, анализируя вместе с отобранными пробами две одинаковые дозы раствора для установления градуировочной характеристики. Средством контроля служит один из растворов для градуировки № 2 или № 4.

14.1.3 При контроле в каждый стакан помещают фильтр с обрезанными краями и отбирают по 7 см³ этого раствора, анализируют как пробы по 10.2.

14.1.4 Результат контроля признают удовлетворительным при выполнении условия (1) с нормативом контроля для оксида хрома (VI) r_2 , равным 16 % (см. приложение Б).

14.1.5 Результаты измерения оптической плотности контрольного раствора постоянно сравнивают с данными за прошлые дни. Резкие (более 20 %) изменения средних значений оптической плотности свидетельствуют о нежелательных отклонениях в нормальном ходе анализа.

14.2 Контроль стабильности градуировочной характеристики

14.2.1 Для обеспечения стабильности получаемых результатов в лаборатории проводят проверку стабильности градуировочной характеристики и контроль стабильности результатов измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-6, используя методы контроля стабильности стандартного отклонения прецизионности в условиях повторяемости. Проверку стабильности осуществляют с применением контрольных карт Шухарта по РМГ 76 в соответствии с приложением В.

14.2.2 Контроль стабильности градуировочной характеристики следует проводить при каждой смене партии реактивов, а также периодически – в соответствии с планами внутрилабораторного контроля. Рекомендуемая частота контроля при постоянной работе – один раз в квартал.

14.2.3 Контроль проводят по трем растворам, приготовленным аналогично растворам для градуировки № 2, № 4 и № 6 в соответствии с таблицей 6. Каждый раствор готовят в трёх сериях, одновременно готовят нулевой раствор по 10.2.3. Измерения оптической плотности растворов проводят по 10.2. Проверку приемлемости трёх результатов измерений оптической плотности растворов проводят по условию (1) с нормативом для оксида хрома (VI) r_3 , равным 19 % (см. приложение Б).

14.2.4 Градуировочную характеристику признают стабильной при выполнении условия (3) с нормативом для оксида хрома (VI) δ , равным 22 % (см. приложение Б).

14.2.5 Если условие (3) не выполняется, необходимо установить новую градуировочную характеристику по 10.2.

14.2.6 Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от двадцати до тридцати.

14.2.7 При неудовлетворительных результатах контроля, например, превышении предела действия или регулярном превышении предела предупреждения, выясняют причины этих отклонений, в т. ч. проводят смену реактивов, проверяют работу оператора.

Приложение А

(обязательное)

Методика приготовления аттестованных растворов двуххромовокислого калия AP1-CrO₃ и AP2-CrO₃

А.1 Назначение и область применения

Методика устанавливает приготовление аттестованных растворов двуххромовокислого калия AP1-CrO₃ и AP2-CrO₃. Аттестованные растворы предназначены для установления градуировочных зависимостей и регламентируют процедуру контроля точности результатов измерения массовой концентрации хрома (VI) фотометрическим методом в атмосферном воздухе.

А.2 Метрологические характеристики

Метрологические характеристики аттестованных растворов приведены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Метрологические характеристики растворов двуххромовокислого калия, аттестованных на содержание оксида хрома (VI)

Наименование характеристики	Значение характеристики для аттестованного раствора	
	AP1-CrO ₃	AP2-CrO ₃
Аттестованное значение, соответствующее массовой концентрации оксида хрома (VI), мкг/см ³	100	10
Границы погрешности установления аттестованного значения массовой концентрации оксида хрома (VI) при P = 0,95, мкг/см ³	0,180	0,048

А.3 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, реактивам

А.3.1 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам приведены в разделе 5.

А.3.2 При приготовлении аттестованных растворов двуххромовокислого калия применяются реактивы, указанные в таблице А.2.

Т а б л и ц а А . 2

Наименование реактива	Обозначение документа	Квалификация
Вода дистиллированная	-	-
Калий двуххромовокислый ($K_2Cr_2O_7$)	ГОСТ 4220	х.ч.
Хлорид кальция обезвоженный	[9]	ч.

А.4 Приготовление аттестованных растворов двуххромовокислого калия

А.4.1 Приготовление аттестованного раствора AP1- CrO_3

Навеску 0,1471 г двуххромовокислого калия, предварительно высушенного в течение одного часа при температуре 105–110 °С и охлажденного до комнатной температуры в эксикаторе над хлоридом кальция, взвешивают с точностью до четвертого знака после запятой. Количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, растворяют в дистиллированной воде, доводят до метки и перемешивают. Раствор хранят в плотно закрытой темной склянке в холодильнике не более 1 мес. Полученному раствору приписывают массовую концентрацию оксида хрома (VI) 100 мкг/см³.

А.4.2 Приготовление аттестованного раствора AP2- CrO_3

Берут 10 см³ аттестованного раствора AP1- CrO_3 и разбавляют дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 100 см³.

Полученному раствору приписывают массовую концентрацию оксида хрома (VI) 10 мкг/см³.

А.5 Расчёт метрологических характеристик аттестованных растворов

А.5.1 Расчет предела возможных значений погрешности приготовления аттестованного раствора AP1-CrO₃ Δ₁, мкг/см³, выполняют по формуле:

$$\Delta_1 = C_1 \sqrt{\left(\frac{\Delta\mu}{\mu}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_1}{V_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2}, \quad (\text{A.1})$$

где C_1 – приписанное раствору значение массовой концентрации оксида хрома (VI), мкг/см³;

μ – массовая доля основного вещества (K₂Cr₂O₇), приписанная реактиву квалификации х.ч., %;

Δ_μ – предельное значение возможного отклонения массовой доли основного вещества в реактиве от приписанного значения μ , %;

m – масса навески двуххромовокислого калия, г;

Δ_m – предельная возможная погрешность взвешивания, г;

V_1 – вместимость мерной колбы, см³;

Δ_{V1} – предельное значение возможного отклонения вместимости мерной колбы от номинального значения, см³.

Предел возможных значений погрешности приготовления аттестованного раствора AP1-CrO₃ равен

$$\Delta_1 = 100 \sqrt{\left(\frac{0,1}{99,9}\right)^2 + \left(\frac{0,6}{1000}\right)^2 + \left(\frac{0,0002}{0,1471}\right)^2} = 0,18 \text{ мкг/см}^3.$$

А.5.2 Расчет предела возможных значений погрешности приготовления аттестованного раствора AP2-CrO₃ Δ₂, мкг/см³, выполняют по формуле

$$\Delta_2 = C_2 \sqrt{\left(\frac{\Delta_1}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_2}{V_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_3}{V_3}\right)^2}, \quad (\text{A.2})$$

где C_2 – приписанное раствору $AP2-CrO_3$ значение массовой концентрации оксида хрома (VI), $мкг/см^3$;

C_1 – приписанное раствору $AP1-CrO_3$ значение массовой концентрации оксида хрома (VI), $мкг/см^3$;

Δ_1 – предел возможного значения погрешности приготовления раствора с массовой концентрацией C_1 , $мкг/см^3$;

V_2 – объём раствора двуххромовокислого калия, отобранный пипеткой, $см^3$;

Δ_{V2} – предельное значение возможного отклонения вместимости пипетки от номинального значения, $см^3$;

V_3 – вместимость мерной колбы, $см^3$;

Δ_{V3} – предельное значение возможного отклонения объёма мерной колбы от номинального значения, $см^3$.

Предел возможных значений погрешности приготовления аттестованного раствора $AP2-CrO_3$ равен

$$\Delta_2 = 10 \sqrt{\left(\frac{0,18}{100}\right)^2 + \left(\frac{0,04}{10}\right)^2 + \left(\frac{0,2}{100}\right)^2} = 0,048 \text{ мкг/см}^3.$$

А.6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

Требования безопасности приведены в разделе 7.

А.7 Требования к квалификации оператора

Требования к квалификации оператора приведены в разделе 8.

А.8 Требование к упаковке и маркировке

Аттестованный раствор $AP1-CrO_3$ помещают в колбу с пришлифованной пробкой. На колбу наносят маркировку с указанием условного обозначения аттестованного раствора, массовой концентрацией оксида хрома (VI), погрешности и даты приготовления.

А.9 Условия хранения

Аттестованный раствор AP1-CrO₃ хранят в холодильнике не более 1 мес.

Приложение Б

(обязательное)

Нормативы для проведения внутреннего контроля

Нормативы для проведения внутреннего контроля получены на основе показателей точности, приведенных в таблице Б.2, и представлены в таблице Б.1.

Т а б л и ц а Б.1

Наименование операции	Номер пункта настоящей методики измерений	Способ расчета	Норматив
Проверка приемлемости результатов измерений оптической плотности раствора, проанализированного на содержание оксида хрома (VI): а) при градуировке (n=5); б) при контроле стабильности градуировочной характеристики (n=3)	10.2 14.2	По размаху результатов n измерений раствора, проанализированного на содержание оксида хрома (VI), отнесённому к среднему арифметическому по формуле (1)	(для P = 0,95) $r'_5 = 22 \%$ $r'_3 = 19 \%$
Проверка приемлемости градуировочной характеристики	10.3	Производится по формуле (3)	$\delta' = 22 \%$
Контроль стабильности градуировочной характеристики	14.2	Производится по формуле (3)	$\delta' = 22 \%$

Окончание таблицы Б.1

Наименование операции	Номер пункта настоящей методики измерений	Способ расчета	Норматив
Оперативный контроль повторяемости результатов измерений оптической плотности оксида хрома (VI) в растворе	14.1.	Разность результатов двух измерений, отнесённая к среднему арифметическому	(для $P = 0,95$) $r'_2 = 16 \%$

Т а б л и ц а Б.2 – Характеристики погрешности и её составляющих на стадии анализа жидких проб оксида хрома (VI)

Диапазон измерений, мкг/5 см ³	Показатель повторяемости $\sigma'_T, \%$	Показатель воспроизводимости $\sigma'_R, \%$	Показатель точности $\delta', \%$
От 0,5 до 15,0 включ.	5,6	10	22

Приложение В.

(рекомендуемое)

Контрольные карты Шухарта

В.1 Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории осуществляют, используя методы контроля стабильности стандартного отклонения прецизионности в условиях повторяемости по ГОСТ Р ИСО 5725-6 в виде контрольных карт Шухарта (далее – карта Шухарта) с учетом рекомендаций РМГ 76.

В.2 Карта Шухарта строится на основе ежедневного оперативного контроля повторяемости. На карту наносят среднюю линию CL, которая соответствует рассчитанному значению контролируемой характеристики

$$CL = d_2 \cdot \sigma'_r, \quad (B.1)$$

где d_2 - коэффициент для средней линии. Для $n = 2$ он равен 1,128;

σ'_r – показатель повторяемости для стадии анализа отобранных проб, %. Для настоящей методики $\sigma'_r = 5,6$ в соответствии с таблицей Б.2.

Расчет предела предупреждения UCL и предела действия LCL выполняется по формулам

$$UCL = D_1 \cdot \sigma'_r, \quad (B.2)$$

$$LCL = D_2 \cdot \sigma'_r, \quad (B.3)$$

где D_1 и D_2 – коэффициент для двух параллельных измерений.

Для предела предупреждения $D_1 = 2,834$, для предела действия $D_2 = 3,686$.

При этом все значения, наносимые на карту Шухарта, выражают в относительных величинах в процентах и рассчитываются по формулам

$$r' = 100 \frac{|X_1 - X_2|}{\bar{X}}, \quad (\text{B.4})$$

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad (\text{B.5})$$

где r' – значение предела повторяемости;

X_1 и X_2 – количество оксида хрома (VI), найденное в пробе, мкг.

В.3 Рекомендуется устанавливать контролируемый период так, чтобы количество результатов контрольных измерений было от двадцати до тридцати. При превышении предела действия или частом превышении предела предупреждения выясняются причины этих отклонений, в том числе стабильность работы прибора, чистоту кювет и посуды, проверяют работу оператора, качество реактивов и дистиллированной воды.

В.4 В течение определенного промежутка времени при проведении внутрилабораторного контроля точности определения оксида хрома (VI) оперативный контроль прецизионности в условиях повторяемости был выполнен тридцать раз, при этом использовался один и тот же контрольный раствор, например, раствор № 2 с содержанием 1 мкг в 5 см³ пробы. Результаты контроля приведены в таблице В.1.

Таблица В.1

Масса оксида хрома (VI), мкг, в пробе 5 см ³		Разность $ X_1 - X_2 $, мкг	Среднее арифметическое $\bar{X}$, мкг	Предел повторяемости r' , %
X_1	X_2			
1,02	1,05	0,03	1,04	2,9
1,05	1,00	0,05	1,03	4,9
0,97	1,03	0,06	1,00	6,0
1,06	1,02	0,04	1,04	3,8
1,05	1,03	0,02	1,04	1,9
1,01	1,03	0,02	1,02	2,0
1,02	1,02	0,00	1,02	0,0
1,04	1,01	0,03	1,03	2,9
1,05	0,99	0,06	1,02	5,9
1,07	0,98	0,09	1,03	8,8
0,94	0,99	0,05	0,97	5,2
0,95	1,06	0,11	1,01	10,9
1,02	0,97	0,05	1,00	5,0
0,96	0,93	0,03	0,95	3,2
0,93	1,03	0,10	0,98	10,2
1,01	0,93	0,08	0,97	8,2
1,02	1,04	0,02	1,03	1,9
1,05	1,02	0,03	1,04	2,9
1,00	1,01	0,01	1,01	1,0
1,02	1,03	0,01	1,03	1,0
1,05	1,04	0,01	1,05	1,0
0,96	1,04	0,08	1,00	8,0
1,05	1,02	0,03	1,04	2,9
1,02	1,04	0,02	1,03	1,9
1,07	1,00	0,07	1,04	6,8
0,99	0,94	0,05	0,97	5,2
0,93	1,03	0,10	0,98	10,2
1,05	1,02	0,03	1,04	2,9
0,97	1,03	0,06	1,00	6,0
1,06	1,00	0,06	1,03	5,8

В.5 Находим: средняя линия $1,128 \cdot 5,6 = 6,3168$ %, предел предупреждения $2,834 \cdot 5,6 = 15,8704$ %, предел действия $3,686 \cdot 5,6 = 20,6416$ %. Построенная карта Шухарта приведена на рисунке В.1.




Рисунок В.1 – Построение карты Шухарта для контроля прецизионности в условиях сходимости

Библиография

- | | |
|--|---|
| [1] Технические условия
ТУ 4434-003-71439863-2008 | Спектрофотометр |
| [2] Технические условия
ТУ 25-1894.003-90 | Секундомеры механические |
| [3] Технические условия
ТУ 25-2021.003-88 | Термометры ртутные стеклянные лабораторные |
| [4] Технические условия
ТУ 4215-000-11696625-2003 | Аспираторы типа ПУ |
| [5] Технические условия
ТУ 64-1-37-78 | Пинцеты пластинчатые медицинские. |
| [6] Технические условия
ТУ 480-11-59-82 | Лабораторный карандаш, стеклограф, для письма по гладким поверхностям - стеклу и фарфору. |
| [7] Технические условия
ТУ 951892-89 | Фильтры АФА |
| [8] Технические условия
ТУ 6-09-07-1672-89 | 1,5-Дифенилкарбазид (1,5-Дифенилкарбоногидразид) чистый для анализа |
| [9] Технические условия
ТУ 6-09-4711-81 | Реактивы. Кальций хлористый (обезвоженный), чистый |
| [10] Руководящий документ
РД 52.04.186-89 | Руководство по контролю загрязнения атмосферы |
| [11] Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета (утвержден приказом Госкомгидромета от 26.07.83 № 156). | |

Ключевые слова: анализ атмосферного воздуха, оксид хрома (VI), мониторинг загрязнения атмосферы, фотометрический метод, дифенилкарбазид

Лист регистрации изменений

Поряд- ковый номер изме- нения	Номер страницы				Номер ре- гистрации изменений в ГСО, дата	Подпись	Дата	
	из- ме- нен- ной	замене- нной	новой	анну- лиро- ванной			внесе- ния изме- нения	введе- ния измене- ния

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ВНИИМС
На метрологической службе с 1900 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 56 66 E-mail: office@vniims.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИКИ (МЕТОДА) ИЗМЕРЕНИЙ

№ 205-17/RA.RU.311787/2019

Методика измерений Массовая концентрация соединений хрома (VI) в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с дифенилкарбазидом,
разработанная Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главная геофизическая обсерватория (ГГО) им. А.И. Воейкова» (194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7)

и регламентированная в документе: «Массовая концентрация соединений хрома (VI) в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с дифенилкарбазидом»,
обозначение и наименование документа
утвержденном в 2019 г. и содержащем 34 стр.

аттестована в соответствии с Приказом Минпромторга России от 15.12.2015 N 4091, ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений», ГОСТ Р ИСО 5725-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

Аттестация осуществлена по результатам теоретических и экспериментальных
вид работ: метрологическая экспертиза материалов по разработке методики измерений, исследований методики измерений.
теоретическое или экспериментальное исследование методики измерений, др. виды работ

В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает основными метрологическими характеристиками, приведенными на оборотной стороне настоящего свидетельства.

Первый заместитель директора по науке  Ф.В. Булыгин

Начальник отдела 205  С.В. Вихрова

« 16 » декабря 2019 г.

МС16/ 11842

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

Наименование определяемого компонента	Диапазон измерений массовой концентрации (мг/м^3)	Показатель точности (границы относительной погрешности), $\pm\delta$, % при $P=0,95$	Показатель воспроизводимости (относительное среднее квадратическое отклонение воспроизводимости), σ_R , %	Предел воспроизводимости, R , % $P=0,95$, $n_1=n_2=1$
Соединения хрома (VI) (в пересчете на CrO_3)	От 0,00035 до 0,021 включ.	25	11	31

Начальник отдела 205



С.В. Вихрова

Ведущий инженер отдела 205



Л.Е. Якутенко

Подписано в печать 26.04.2021
Формат 60×84 $\frac{1}{16}$. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 2,3. Тираж 350 экз. Заказ № 1701-21/26041.

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «Амирит», 410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Тел.: 8-800-700-86-33 | (845-2) 24-86-33
E-mail: zakaz@amirit.ru
Сайт: amirit.ru